

AGUA DESTILADA ESTERILIZADA LAVIMAR
AGUA DESTILADA**Fórmula Cualitativa/Cuantitativa:**

Agua para inyectables c.s.p1 ml

Forma Farmacéutica:

Inyectable: Ampollas de: 3 ml, 5 ml, 10 ml y 20 ml.

Acción Terapéutica - Indicaciones: Diluyente de Fármacos parenterales. No contiene en su composición el agregado de otras sustancias.**Posología/Dosificación - Modo de Administración:** De acuerdo a criterio médico. Ver Contraindicaciones.**Contraindicaciones:** No se debe administrar la inyección por vía intravascular, (sólo si previamente se ha realizado un agregado de un soluto adecuado y en una cantidad necesaria para obtener una solución isotónica).**Advertencias - Precauciones - Reacciones Adversas:** Use el volumen que necesite de la ampolla, descartando el remanente.**Presentación:** Ampollas de: 3 ml; 5 ml; 10 ml y 20 ml; en cajas que pueden contener: 50 o 100 unidades cada una.**Conservación y almacenamiento:** Almacenar en lugares con temperaturas menores a 40°C (preferiblemente entre 15 y 30°C). No congelar. Guardar en envase original.

"MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".

Fecha de última revisión: 13/09/2021

"Este medicamento debe ser usado estrictamente bajo prescripción y vigilancia médica, y no debe repetirse sin una nueva receta médica".

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación - Certificado N°: 39386.

Elaborado por: LAVIMAR S.A.
Direct. Técnica: María Isabel Martín – Farmacéutica
Planta: Av. Coronel Larrabure 2460 - Villa María (Cba.)
e-mail: lavimar@lavimar.com.ar - Tel.: (0353) 4533181
Industria Argentina